

Anti-Chrac1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nrg0

Artikelnummer: CM0013408

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Chromatin-Accessibility-Complex-Protein 1 (CHRAC1). Valid für Western Blot und ELISA, erkennt humanes, murines und ratten CHRAC1. Geeignet für Chromatin-Remodelling- und Epigenetik-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] CHRAC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	YCL1; CHARC1; CHARC15; CHRAC-1; CHRAC15; CHRAC-15; C1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	54108
Gen-ID	54108
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-131 von humanem CHRAC1 enthält (NP_059140.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRG0
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel