

Anti-Chrd Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H2X0

Artikelnummer: CM0022149

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches CHRD (Chordin), validiert für WB und ELISA. Geeignet für Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für Entwicklungsbiologie und BMP-Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHRD Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CHRD
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8646
GeneID	8646
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 686-955 des menschlichen CHRD (NP_003732.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9H2X0
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel