

Anti-Chrfam7A Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q494W8

Artikelnummer: CM0014776

Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen das humane CHRFA7A-Fusionsprotein. Für Western Blot und ELISA validiert, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für neurowissenschaftliche Studien zur Expression von hippocampalen Membranproteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHRFAM7A Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	D-10; CHRNA7; NACHRA7; CHRNA7-DR1; CHRFAM7A
Art	Mensch
Gen-ID	89832
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-150 des humanen CHRFAM7A (NP_647536.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q494W8
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Kühlbeutel