

Anti-Chrfam7A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q494W8

Artikelnummer: CM0028805

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CHRFAM7A (CHRNA7-FAM7A-Fusionsprotein), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für neurowissenschaftliche Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CHRFAM7A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	D-10; CHRNA7; NACHRA7; CHRNA7-DR1; CHRFAM7A
Spezies	Human
GeneID (Human)	89832
GeneID	89832
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-150 von humanem CHRFAM7A (NP_647536.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q494W8
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eistasche