

Anti-Chrm1 Polyklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P11229

Artikelnummer: CM0022849



Einführung

CHRM1 Kaninchen-Polyklonale Antikörper gegen muscarinischen Acetylcholinrezeptor M1 (P11229). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu GPCRs und Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	CHRM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	M1, HM1, M1R, CHRM1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1128
Gen-ID	1128
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11229
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel