

Anti-Chrm1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11229

Artikelnummer: CM0021884



Einführung

CHRM1 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen den muskarinischen Acetylcholinrezeptor M1 gerichtet ist und für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben validiert wurde. Ideal für die GPCR-Signaltransduktion und Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHRM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	M1, HM1, M1R, CHRM1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1128
Gen-ID	1128
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 251-350 von menschlichem CHRM1 (NP_000729.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11229
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eissack