


Anti-Chrm3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P20309

Artikelnummer: CM0022004



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CHRM3. Geeignet für WB und ELISA, kreuzreagierend mit Human, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen (aa 390-475). Ideal für GPCR-Signalstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHRM3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HM3, PBS, EGBRS, CHRM3
Spezies	Human
GeneID (Human)	1131
GeneID	1131
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 390-475 von humanem CHRM3 (NP_000731.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P20309
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eistasche