


Anti-Chrm5 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P08912

Artikelnummer: CM0024980



Einführung

CHRM5 Kaninchen pAb, validiert für WB und ELISA, reagiert mit humanen, murinen und Ratten-Proben. Ideal für die GPCR-Signalwegsforschung und muskarinische Rezeptorstudien in Neurowissenschaften und Pharmakologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHRM5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HM5; CHRM5
Spezies	Human
GeneID (human)	1133
GeneID	1133
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 275-370 des humanen CHRM5 (NP_036257.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08912
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel