

Anti-Chrna1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P02708

Artikelnummer: CM0026988



Einführung

Hochwertiges kaninchenspezifisches Polyklonaler Antikörper gegen menschliches CHRNA1, geeignet für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches und murines CHRNA1-Protein, ~52 kDa. Ideal für die neuromuskuläre und Ionenkanalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHRNA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACHRA; ACHRD; CHRNA; CMS1A; CMS1B; CMS2A; FCCMS; SCCMS; CHRNA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1134
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 105-220 des menschlichen CHRNA1 (NP_000070.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P02708
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel