


Anti-Chrna3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P32297

Artikelnummer: CM0024432



Einführung

Hochwertiger CHRNA3 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA Anwendungen. Kreuzreagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschaften und Rezeptorforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHRNA3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	LNCR2; PAOD2; BAIPRCK; NACHRA3; CHRNA3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1136
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 32-240 des menschlichen CHRNA3 (NP_000734.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P32297
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel