


## Anti-Chrna6 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15825

Artikelnummer: CM0028594



### Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches CHRNA6, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mäusen. Ideal für die Untersuchung von nikotinergen Acetylcholinrezeptoren in der neurowissenschaftlichen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                   |
|-------------------|------------------------|
| Produktname       | CHRNA6 Kaninchen pAb   |
| Bemerkungen/Alias | CHNRA6; CHRNA6         |
| Spezies           | Mensch                 |
| GenID (Mensch)    | 8973                   |
| GenID             | 8973                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein  |
| Quelle            | Kaninchen              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper |
| Anwendung         | WB, ELISA              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus           |
| SWISS             | Q15825                 |
| Proteingewicht    | 57 kDa                 |
| Versand           | Eisbeutel              |