

Anti-Chrna7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36544

Artikelnummer: CM0022961



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen CHRNA7 (alpha-7 nAChR). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen zielt auf die extrazelluläre Domäne ab. Ideal für die Neuroinflammations- und cholinerge Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHRNA7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NACHRA7; CHRNA7-2; CHRNA7
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1139
Gen-ID	1139
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-230 von humanem CHRNA7 (NP_001177384.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P36544
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel