

Anti-Chrna9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ugm1

Artikelnummer: CM0025482



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen die humane neuronale Acetylcholinrezeptor-Untereinheit Alpha-9 (CHRNA9) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA mit Reaktivität über menschliche, murine und Rattenproben hinweg. Ideal für Neurowissenschaften und Ionenkanalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHRNA9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NACHRA9; HSA243342; CHRNA9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55584
GenID	55584
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UGM1
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel