


Anti-Chrnb2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P17787

Artikelnummer: CM0030557



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper, die gegen humanes CHRNB2 (neuronale nikotinische Rezeptor-Untereinheit beta-2) gerichtet sind. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Neurowissenschaft und die Erforschung von Ionenkanälen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHRNA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EFNL3; nAChRB2; CHRNA2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1141
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 340-430 von humanem CHRNA2 (NP_000739.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17787
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel