

Anti-Chrne Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q04844

Artikelnummer: CM0016215



Einführung

CHRNE Kaninchen-polyclonales Antikörper validiert für WB und ELISA, erkennt das humane, murine und Ratten-Acetylcholinrezeptor-Untereinheit Epsilon. Ideal für Forschung an neuromuskulären Synapsen und Ionenkanälen. SWISS: Q04844.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHRNE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MGI; FIM1; FIMG; ACHRE; CMS1D; CMS1E; CMS2A; CMS4A; CMS4B; CMS4C; FCCMS; FIMG1; SCCMS; CMS1A1; CHRNE
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1145
GeneID	1145
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-239 des humanen CHRNE (NP_000071.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q04844
Proteinmasse	55 kDa
Versand	Eisbeutel