

Anti-Chrng-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07510

Artikelnummer: CM0028088

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen die humane Azetylcholinrezeptor-Untereinheit Gamma (CHRNA3) gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität zu humanen, murinen und rattigen Proben. Geeignet für Anwendungen in der Ionenkanal- und neuromuskulären Synapsenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHRNA3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACHNA3; CHRNA3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1146
GenID	1146
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 328-517 von humanem CHRNA3 (NP_005190.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07510
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel