

Anti-Chromogranin A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für If-P, Ihc-P, Elisa - P10645

Artikelnummer: CM0010910



Einführung

Chromogranin A Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für neuroendokrine, kardiovaskuläre und angeborene Immunitätsforschung. - P10645

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Chromogranin A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CGA; PHE5; PHE5; Chromogranin A
Spezies	Human
GeneID	1113
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Chromogranin A (P10645) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P10645
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel