

Anti-Chromogranin B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P05060

Artikelnummer: CM0010923

Einführung

Chromogranin B (SCG1) Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB und ELISA, kreuzreagierend mit Mensch und Ratte. Ideal für die Erforschung neuroendokriner sekretorischer Granula und die Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Chromogranin B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SCG1; Chromogranin B
Spezies	Mensch
GenelD (Mensch)	1114
GenelD	1114
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P05060
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eistasche