

Anti-Chtf18 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wvb6

Artikelnummer: CM0024489



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen menschliches CHTF18, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt CHTF18 von Mensch und Ratte, einen Chromosomen-Kohäsionsfaktor. Ideal für Studien zu Zellzyklus und DNA-Replikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHTF18 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CHL12; Ctf18; RUVBL; C16orf41; C321D2.2; C321D2.3; C321D2.4; CHTF18
Art	Mensch
GenID (Mensch)	63922
GenID	63922
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 794-975 von menschlichem CHTF18 (NP_071375.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q8WVB6
Proteinmasse	107 kDa
Versand	Eisbeutel