

Anti-Chuk (Ikk α) Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, If-P, Elisa - G3V926

Artikelnummer: CM0020569

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen Ratten-CHUK (IKK α , I κ BKA) gerichtet ist. Validiert für IF/ICC, IF-P, ELISA mit Kreuzreaktivität für Mensch und Maus. Ideal für die NF- κ B-Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHUK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Ikk α ; Ikbka
Spezies	Ratte
GenID (Mensch)	1147
GenID	309361
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-660 von Ratten-CHUK (NP_001101058.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	G3V926
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eisbeutel