

Anti-Chx10 (Vsx2) Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb Und Elisa - P58304

Artikelnummer: CM0002269

Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen menschliches CHX10 (VSX2) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Netzhautentwicklung und Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHX10 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RET1; CHX10; HOX10; MCOP2; MCOPCB3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	338917
GenID	338917
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 262-361 von menschlichem CHX10 (P58304) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P58304
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel