


Anti-Ciao1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - O76071

Artikelnummer: CM0030507



Einführung

CIAO1 Kaninchen-polyclonale Antikörper validiert für WB und ELISA, targetiert menschliches CIAO1 (CIA1/WDR39), einen zytosolischen Eisen-Schwefel-Assemblierungsfaktor; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur Fe/S-Protein-Biogenese und Chromosomensegregation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CIAO1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CIA1; WDR39; CIAO1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9391
Gen-ID	9391
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-339 des menschlichen CIAO1 (NP_004795.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O76071
Proteinmasse	38 kDa
Versand	Eisbeutel