


## Anti-Ciap2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13489

Artikelnummer: CM0017133



### Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes cIAP2 (BIRC3, API2), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Apoptose, NF-kB-Signalwegen und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | cIAP2-Kaninchen-pAb                                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | API1; API2; MIHC; CIAP2; HAIP1; HIAP1; IAP-1; MALT2; RNF49; c-IAP2; cIAP2                                               |
| Art               | Mensch                                                                                                                  |
| Gen-ID (Mensch)   | 330                                                                                                                     |
| Gen-ID            | 330                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 100-130 des humanen cIAP2 (NP_001156.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                               |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                     |
| SWISS             | Q13489                                                                                                                  |
| Proteingewicht    | 68 kDa                                                                                                                  |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                |