


Anti-Ciapiin1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc - Q6Fi81

Artikelnummer: CM0029187



Einführung

CIAPIN1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, IP, ELISA Anwendungen. Erkennt humanes und murines CIAPIN1, ein Fe-S-Cluster-Assemblierungsprotein, das an die zytosolische Eisen-Schwefel-Biogenese und Apoptoseregulation beteiligt ist. Optimal für Forschung zu Zell Tod und Eisenstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CIAPIN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DRE2; CIAE2; PRO0915; Anamorsin; CIAPIN1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	57019
GeneID	57019
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 1-312 des humanen CIAPIN1 (NP_064709.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6FI81
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel