


Anti-Cib1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99828

Artikelnummer: CM0028384



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes CIB1, validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Reagiert mit Proben aus Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Zelladhäsion, Integrin-Signalübertragung und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	CIB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CIB; CIBP; KIP1; PRKDCIP; SIP2-28; CIB1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10519
GenID	10519
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-191 von humanem CIB1 (NP_006375.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99828
Proteinmasse	22 kDa
Versand	Eisbeutel