

Anti-Cic (Capicua) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Rk0

Artikelnummer: CM0013996



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CIC (Capicua-Homolog), geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus. Nützlich für Studien zur ZNS-Entwicklung und transkriptionellen Repression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CIC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MRD45; CIC
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23152
Gen-ID	23152
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1379-1608 des humanen CIC (NP_055940.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q96RK0
Proteinmasse	164 kDa
Versand	Eisbeutel