


Anti-Cidea Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60543

Artikelnummer: CM0025371



Einführung

Anti-CIDEA Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf Lipidtropfen-Fusion und Apoptose ab. Ideal für Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CIDEA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CIDE-A; CIDEA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1149
Gen-ID	1149
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-219 von menschlichem CIDEA (NP_001270.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O60543
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel