


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Cideb-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uhd4

Artikelnummer: CM0021272



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CIDEB, validiert für WB und ELISA. CIDEB ist eine Lipidtransferase, die an der Fusion von Lipidtröpfchen, der Reifung von VLDL und dem Eintritt von HCV beteiligt ist. Geeignet für die Erforschung von Leber- und Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CIDEB-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CIDEB; Zelltodaktivator CIDE-B; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; HCELL; HUTCH-I; ECMR-III
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	27141
GeneID	27141
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UHD4
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku