

Anti-Cingulin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P2M7

Artikelnummer: CM0021864

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Cingulin (CGN). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Ideal für die Biologie der Tight Junctions und die Erforschung der epithelialen Barriere. Kreuzreagiert mit human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CGN Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CGN; cingulin
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	57530
Gen-ID	57530
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 904-1203 von humanem CGN (NP_065821.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9P2M7
Proteingewicht	137kDa
Versand	Eistasche