

Anti-Cinp (Cyclin-Abhängige Kinase 2-Interagierendes Protein) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bw66

Artikelnummer: CM0020405



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches CINP, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches und Ratten-CINP. Geeignet für Forschung zu DNA-Replikation, Zellzyklus und DNA-Schäden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CINP Kaninchen pAb
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51550
GenID	51550
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-212 von menschlichem CINP (NP_116019.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9BW66
Proteinmasse	24 kDa
Versand	Eisbeutel