

Anti-Cip4 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15642

Artikelnummer: CM0002118



Einführung

Cip4 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem Cdc42-interagierendem Protein 4, das an Endozytose und Insulin-Signalübertragung beteiligt ist. Geeignet für Zytoskelett- und Zellbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cip4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	STP; CIP4; HSTP; STOT; TRIP-10; Cip4
Spezies	Human
GeneID	9322
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Cip4 (Q15642) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q15642
Protein-Gewicht	68kDa
Versand	Eistasche