


Anti-Cirbp Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14011

Artikelnummer: CM0003635



Einführung

CIRBP Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IP, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem CIRBP, einem kälteinduzierbaren RNA-bindenden Protein, das an der Stressantwort und dem Zellüberleben beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CIRBP Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CIRP; CIRBP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1153
GenID	1153
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-172 des humanen CIRBP (Q14011) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14011
Proteinmasse	19 kDa
Versand	Eisbeutel