


Anti-Cirbp/Cirp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14011

Artikelnummer: CM0028951



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes CIRBP (CIRP), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ziel-Molekulargewicht 19 kDa; beteiligt an der kälteinduzierten Stressantwort und RNA-Bindung. Für Forschungszwecke in Studien zu genotoxischem Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	CIRBP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CIRP; CIRBP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1153
Gen-ID	1153
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-172 von humanem CIRBP (NP_001271.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14011
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel