


Anti-Cirh1A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q969X6

Artikelnummer: CM0030082



Einführung

Anti-CIRH1A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für Western Blot (WB) und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Zielt auf UTP4 ab, einen Faktor der Ribosomenbiogenese, der an der 18S-rRNA-Prozessierung beteiligt ist. Ideal für nukleoläre Forschung und Transkriptionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CIRH1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NAIC; CIRH1A; CIRHIN; TEX292
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 497-686 von humanem CIRH1A (NP_116219.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q969X6
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Eisbeutel