


Anti-Cisd1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nz45

Artikelnummer: CM0018434



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Cisd1 (mitoNEET), geeignet für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des mitochondrialen Eisen-Schwefel-Cluster-Transfers, der Redox-Sensorik und der oxidativen Phosphorylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CISD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZCD1; MDS029; C10orf70; mitoNEET; CISD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55847
GenID	55847
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-108 von humanem CISD1 (NP_060934.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NZ45
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel