


Anti-Cisd2 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5K1

Artikelnummer: CM0027393



Einführung

CISD2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf das CDGSH Eisen-Schwefel-Domäne enthaltende Protein 2, einen wichtigen Autophagie-Regulator und lebensdauerbezogenes Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CISD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	ERIS; WFS2; ZCD2; NAF-1; Miner1; CISD2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	493856
Gen-ID	493856
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 61-135 des menschlichen CISD2 (NP_001008389.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N5K1
Proteinmasse	15 kDa
Versand	Eisbeutel