

Anti-Cish Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nse2

Artikelnummer: CM0017761

Einführung

CISH Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes CISH (CIS-1, SOCS), das an der JAK-STAT5-Signalgebung beteiligt ist. Stammung aus Kaninchen, rekombinantes Protein als Immunogen. Ideal für Forschung zur Zytokinregulation und Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CISH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACTS2; CISH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1154
GenID	1154
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 17-130 von humanem CISH (NP_659508.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NSE2
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel