

Anti-Cish Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Nse2

Artikelnummer: CM0010582

Einführung

CISH Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, ELISA in menschlichen Proben. Erkennt das ~29 kDa cytokin-induzierbare SH2-haltige Protein, einen Schlüsselregulator der JAK-STAT5-Signalübertragung. Ideal für die Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CISH Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CIS; G18; SOCS;CS-1; BACTS2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1154
GenID	1154
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-170 von menschlichem CISH (NP_659508.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NSE2
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel