

Anti-Cish Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb & Elisa - Q9Nse2

Artikelnummer: CM0027348

Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen humanes CISH, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. CISH reguliert die Zytokinsignalisierung durch Hemmung des JAK-STAT-Signalwegs und ist ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CISH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACTS2; CISH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1154
GenID	1154
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NSE2
Proteinmasse	29kDa
Versand	Eispackung