

Anti-Citrat-Synthase Monoklonaler Antikörper Für Wb - 075390

Artikelnummer: CM0012012



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humane Citrat-Synthase (CS), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Wichtiges Reagenz für Studien zum mitochondrialen Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Citrat-Synthase Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CS; Citrat-Synthase
Spezies	Mensch
Gen-ID	1431
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 367-466 der humanen Citrat-Synthase (075390) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075390
Proteinmasse	52kDa
Versand	Eisbeutel