

Anti-Citrate-Synthetase Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75390

Artikelnummer: CM0007155



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humane Citrat-Synthase. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Forschung zu mitochondrialen Stoffwechselwegen und dem TCA-Zyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Citrate synthetase Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CS; citrate synthase; Citrate synthetase
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1431
Gen-ID	1431
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-145 der humanen Citrate synthetase (NP_004068.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75390
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel