

Anti-Citrat-Synthase Kaninchen Mab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075390

Artikelnummer: CM0007118



Einführung

Rekombinanter kaninmonoklonaler Antikörper gegen menschliche Citrat-Synthase (CS, 075390). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zum Krebs-Zyklus und zum Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Citrat-Synthase Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	CS; Citratsynthase; Citrat-Synthase
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1595
GenID	1431
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-145 der menschlichen Citrat-Synthase (NP_004068.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075390
Proteinmasse	52 kDa
Versand	Eisbeutel