


Anti-Ck14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Elisa - P02533

Artikelnummer: CM0023593



Einführung

Der CK14 Kaninchen-Polyklonale Antikörper ist für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA validiert und reagiert mit humanem, murinem und ratten CK14.

Geeignet für Anwendungen in der Epithelbiologie und dermatologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CK14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KRT14; CK14; EBS3; EBS4; K14; NFJ; Keratin 14
Spezies	Human
GeneID	3861
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 372-472 von humanem CK14 entspricht (NP_000517.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P02533
Proteingewicht	51kDa
Versand	Kühltasche