

Anti-Ckap4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q07065

Artikelnummer: CM0025729

Einführung

CKAP4 Kaninchen polyklonaler Antikörper (pAb) validiert für WB, IF/ICC, ELISA Anwendungen. Erkennt humanes, Maus-, Ratten-CKAP4, ein 66 kDa endoplasmatisches Retikulum Membranprotein (SWISS Q07065). Ideal für IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CKAP4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p63; CLIMP63; CLIMP-63; ERGIC-63; CKAP4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10970
Gen-ID	10970
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 130-400 von humanem CKAP4 (NP_006816.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q07065
Protein-Gewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel