


Anti-Ckap5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - Q14008

Artikelnummer: CM0024828



Einführung

CKAP5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen humanes CKAP5 (ch-TOG) hergestellt wurde, validiert für WB, IP, IF/ICC, IF-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Mikrotubuli-Dynamik, der Organisation des mitotischen Spindels und der Tumorbilogie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CKAP5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TOG, MSPS, TOGp, CHTOG, ch-TOG, CKAP5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9793
GenID	9793
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1763-2032 von humanem CKAP5 (NP_001008938.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14008
Proteingewicht	225kDa
Versand	Eisbeutel