

Anti-Cklf Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ubr5

Artikelnummer: CM0024584

Einführung

CKLF-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes CKLF. Das Ziel ist ein chemokinähnlicher Faktor, der an Entzündungen, Chemotaxis und Regeneration der Skelettmuskulatur beteiligt ist. Ideal für immunologische und entwicklungsbiologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CKLF Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	C32; CKLF1; CKLF2; CKLF3; CKLF4; UCK-1; HSPC224; CKLF
Spezies	Mensch
GenID	51192
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-67 von humanem CKLF (NP_057410.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9UBR5
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel