

Anti-Ckm/Ckb Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06732

Artikelnummer: CM0010618



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CKM/CKB, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Energiestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CKM/CKB Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CKMM; M-CK; CPK-M
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1158
Gen-ID	1158
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 3-381 von humanem CKM/CKB (NP_001815.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P06732
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel