


Anti-Ckmt1B Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P12532

Artikelnummer: CM0026283



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes CKMT1B (Mitochondriale Kreatinkinase U-Typ). Validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. 47 kDa. Ideal für Studien zum Energiestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CKMT1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CKMT; CKMT1; UMTCK; CKMT1B
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1159
GenID	1159
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-85 von humanem CKMT1B (NP_066270.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12532
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel