


Anti-Ckmt2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P17540

Artikelnummer: CM0023995



Einführung

Anti-CKMT2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Zielt auf mitochondriale Kreatinkinase S-Typ ab, essentiell für die Energiestoffwechselforschung in Herz- und Skelettmuskel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CKMT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SMTCK; CKMT2
Spezies	Human
GeneID (Human)	1160
GeneID	1160
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 40-230 von humanem CKMT2 enthält (NP_001816.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P17540
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel