


Anti-Ckmt2 (Smtck) Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P17540

Artikelnummer: CM0025542



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CKMT2 (SMTCK), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Rattenprotein. Für die Erforschung des Energiestoffwechsels und der Mitochondrien in Herz- und Skelettmuskulatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CKMT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SMTCK; CKMT2
Spezies	Human
GeneID (human)	1160
GeneID	1160
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 40-230 des humanen CKMT2 (NP_001816.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P17540
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel